



## Online-Verbindung für den Master-Daten Transfer zu

Nutzen Sie die Möglichkeiten, zeitnah und komfortabel Ihre wertvollen Daten via Online-Verbindung an Sonopress zu übertragen. Wir haben für Sie diverse Verbindungsmöglichkeiten eingerichtet.

Die von unseren Kunden bevorzugten Verbindungen sind:

- **Signiant Media Shuttle**
- WAM!NET
- **EMU – Easy Media Upload**
- In Ausnahmefällen ist eine FTP Übertragung möglich

Wir empfehlen unseren Kunden Signiant Media Shuttle für die Master Images und EMU für Grafikdaten zu benutzen.

Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Kundenbetreuer.

**Das Abholen von Daten per Download vom Kunden-Server bieten wir im Standard nicht an und ist nur in Ausnahmefällen möglich.**

Sind Ihre Master-Daten bereits vollständig für die Medien-Replikation „Produktions-Master“ aufbereitet (unkomprimiert), so senden Sie uns bitte den kompletten Image-Datei Ordner incl. MD 5 Prüfsummen plus die zugehörigen Metadaten zu.

Geeignete Image-Dateiformate sind:

- DDP 2.0 – Image or DDP 2.1 - Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM, DVD-Video
- BD CMF 0.9 oder neuer/ SonyCMF –Image für Blu-ray Video Disc
- *BD CMF 0.9 oder neuer/ ISO-Image für **Blu-ray Data Disc (Type P)***
- UHD-BDCMF 0.8 oder neuer für **UHD Blu-ray Video Disc (4K)**
- *ISO - Image für CD-ROM, DVD-ROM*
- Nero – Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM
- Roxio Toast – Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM

Für eine DVD 9 Video senden Sie uns bitte für jeden Layer ein separates DDP-Image

**Vor dem Masterdaten Upload muss zwingend eine MD 5 Prüfsumme erstellt und mitgeschickt werden.**

### **Prüfsummen Spezifikation**

- Um die Datensicherheit zu gewährleisten, ist für jeden Ordnerinhalt eine separate Prüfsummen-Textdatei mit den MD5 Prüfsummen aller in dem Ordner befindlichen Dateien zwingend erforderlich.
- Masterimages ohne zugehörige Prüfsumme werden, ohne schriftliche Bestätigung vom Kunden, nicht weiterverarbeitet.



Falls kein MD5 Prüfsummenprogramm zur Verfügung steht, kann z.B. der MD5 Summer von folgendem Link heruntergeladen werden.

<http://www.md5summer.org/>

## Die Prüfsummen Textdatei muss sich in dem Image Ordner befinden

Dateiname: **Chksum.md5** – beinhaltet die MD5 Prüfsumme(n) und den(die) Dateinamen (Groß-Kleinschreibung beachten) durch Leerzeichen und Sternchen getrennt.

### Beispiel:

CD-Image :

```
a5df407ae447cf265324fd398a0ff84b *ic05.trk
28011bf09e623fed7bb3e75706cacc14 *ic04.trk
fbc176a62ab1059ce2af35b0968c806c *ic03.trk
49ffdb18ffe9d29f47cde142636807cd *ic02.trk
7328ae72735db4c17cd5e84901512758 *ic01.trk
48802dd402385200d1960352e61eb54f *ddppq
bd091a3a33a21de0096888d6f7e153c1 *ddpms
02194de0b2c411e1725c44e23ecb3135 *ddpid
```

DVD-Image :

```
ca42f7f4e5c2e45db98d12c184f9236b *CONTROL.DAT
09e008c8e8540d5730f6e8f7c06d48bc *DDPID
532167c846f4ce86e173eb6a5354d653 *DDPMS
2978fb9dc2db29874dab5aa3d3bc9959 *MAIN.DAT
```

BD-Image :

```
d5ad8257ca33bb4c184d11535549ad33 *BDCMF.CMF
ce03808e998939e889e80ca4407d1559 *FAI.DAT
976a385eec8e62c211cea9d24c01e83d *PACLO.DAT
8edc80df80747bf5969fd66ee859f509 *PIC.DAT
0b135648064a43a006f20f81db90fda1 *UCD.DAT
c59e47b39abb646d1721284adf4fef51 *UD.DAT
```

ISO-Image :

```
7328ae72735db4c17cd5e84901512758 *IMAGE.iso
```

Bitte stellen Sie ihrem Kundenbetreuer mit dem Produktionsauftrag auch den übertragenen Ordnernamen und die zugehörigen Metadaten des Master-Images zur Verfügung.

# ONLINE-MASTER-DATA-TRANSFER

**Sonopress**



Master Data Process  
Sonopress-Germany

**Sonopress**

