



Online-Verbindung für den Master-Daten Transfer zu

Nutzen Sie die Möglichkeiten, zeitnah und komfortabel Ihre wertvollen Daten via Online-Verbindung an Sonopress zu übertragen. Wir haben für Sie diverse Verbindungsmöglichkeiten eingerichtet.

Die von unseren Kunden bevorzugten Verbindungen sind:

- **Signiant Media Shuttle**
- In Ausnahmefällen ist eine FTP Übertragung möglich

Zugangsdaten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem Kundenbetreuer.

Das Abholen von Daten per Download vom Kunden-Server bieten wir im Standard nicht an und ist nur in Ausnahmefällen möglich.

Sind Ihre Master-Daten bereits vollständig für die Medien-Replikation „Produktions-Master“ aufbereitet (unkomprimiert), so senden Sie uns bitte den kompletten Image-Datei Ordner incl. MD 5 Prüfsummen plus die zugehörigen Metadaten zu.

Geeignete Image-Dateiformate sind:

- DDP 2.0 – Image or DDP 2.1 - Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM, DVD-Video
- BD CMF 0.9 oder neuer/ SonyCMF –Image für Blu-ray Video Disc
- *BD CMF 0.9 oder neuer/ ISO-Image für **Blu-ray Data Disc (Type P)***
- UHD-BDCMF 0.8 oder neuer für **UHD Blu-ray Video Disc (4K)**
- *ISO - Image für CD-ROM, DVD-ROM*
- Nero – Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM
- Roxio Toast – Image für CD-Audio, CD-/DVD-ROM

Für eine DVD 9 Video senden Sie uns bitte für jeden Layer ein separates DDP-Image

Vor dem Masterdaten Upload muss zwingend eine MD 5 Prüfsumme erstellt und mitgeschickt werden.

Prüfsummen Spezifikation

- Um die Datensicherheit zu gewährleisten, ist für jeden Ordnerinhalt eine separate Prüfsummen-Textdatei mit den MD5 Prüfsummen aller in dem Ordner befindlichen Dateien zwingend erforderlich.
- Masterimages ohne zugehörige Prüfsumme werden, ohne schriftliche Bestätigung vom Kunden, nicht weiterverarbeitet.



Falls kein MD5 Prüfsummenprogramm zur Verfügung steht, kann z.B. der MD5 Summer von folgendem Link heruntergeladen werden.

<http://www.md5summer.org/>

Die Prüfsummen Textdatei muss sich in dem Image Ordner befinden

Dateiname: **Chksum.md5** – beinhaltet die MD5 Prüfsumme(n) und den(die) Dateinamen (Groß-Kleinschreibung beachten) durch Leerzeichen und Sternchen getrennt.

Beispiel:

CD-Image :

```
a5df407ae447cf265324fd398a0ff84b *ic05.trk
28011bf09e623fed7bb3e75706cacc14 *ic04.trk
fbc176a62ab1059ce2af35b0968c806c *ic03.trk
49ffdb18ffe9d29f47cde142636807cd *ic02.trk
7328ae72735db4c17cd5e84901512758 *ic01.trk
48802dd402385200d1960352e61eb54f *ddppq
bd091a3a33a21de0096888d6f7e153c1 *ddpms
02194de0b2c411e1725c44e23ecb3135 *ddpid
```

DVD-Image :

```
ca42f7f4e5c2e45db98d12c184f9236b *CONTROL.DAT
09e008c8e8540d5730f6e8f7c06d48bc *DDPID
532167c846f4ce86e173eb6a5354d653 *DDPMS
2978fb9dc2db29874dab5aa3d3bc9959 *MAIN.DAT
```

BD-Image :

```
d5ad8257ca33bb4c184d11535549ad33 *BDCMF.CMF
ce03808e998939e889e80ca4407d1559 *FAI.DAT
976a385eec8e62c211cea9d24c01e83d *PACLO.DAT
8edc80df80747bf5969fd66ee859f509 *PIC.DAT
0b135648064a43a006f20f81db90fda1 *UCD.DAT
c59e47b39abb646d1721284adf4fef51 *UD.DAT
```

ISO-Image :

```
7328ae72735db4c17cd5e84901512758 *IMAGE.iso
```

Bitte stellen Sie ihrem Kundenbetreuer mit dem Produktionsauftrag auch den übertragenen Ordnernamen und die zugehörigen Metadaten des Master-Images zur Verfügung.

ONLINE-MASTER-DATA-TRANSFER

Sonopress



Master Data Process
Sonopress-Germany

Sonopress

